

IMPLANTATE – Infos im Überblick



Zahn-Implantate:

- sind Zahn-Wurzeln nachempfundene kleine Schrauben
- ersetzen fehlende, natürliche Zähne
- können in Ober- und Unterkiefer eingesetzt werden
- bestehen vorzugsweise aus Titan oder Zirkon
- sind biokompatibel
- wachsen in den Kieferknochen ein
- bieten eine ausgezeichnete Verankerung für Zahn-Ersatz

IMPLANTATE – sicherer Halt für Zahnersatz

Ihre Zahnärztin / Ihr Zahnarzt
informiert Sie gern:



IMPLANTATE – der ideale Anker für Zahnersatz


Ob Implantat-Krone, -Brücke
oder Implantatgetragene
Zahn-Prothese –
Implantate geben Halt.



IMPLANTATE –
natürlich biokompatibel


IMPLANTATE –
Infos unter
www.evident.at

IMPLANTATE –
so gut wie echt



evident®
das Dentalstudio

www.evident.at



evident®
das Dentalstudio

IMPLANTATE – mehr als nur Lückenbüßer




IMPLANTAT-Krone

Fehlt ein Zahn,
ersetzt das Implantat die Wurzel
und bildet so die Kronen-Basis.
In Optik und Funktion entspricht eine
auf einem Implantat sitzende Krone
weitgehend einem echten Zahn.

IMPLANTAT-Brücke

Fehlen mehrere Zähne,
bietet sich eine Zahn-Brücke an. Auch sie kann
auf Basis von Implantaten gefertigt werden.

Für IMPLANTAT-Kronen & Brücken stehen
unterschiedliche Materialien zur Verfügung.
Ihre Zahnärztin / Ihr Zahnarzt berät Sie gern.



Implantat-Brücken & Kronen - Material-Auswahl

Zirkon - ästhetisch und stabil zugleich

- 100% Metallfrei und biokompatibel
- Gerüst-Material transluzent
(Licht durchlässig) und sehr natürlich
- Verfahren: CadCam-Technik
- Verblendung: Keramik



Gold – bewährte Qualität und sehr beliebt

- Verfahren: Vakuum-Druckguss
- Legierung: 85% Gold, 12% Platin,
3% andere Metalle
- Verblendung: Keramik

Titan – günstig und gut verträglich

- Verfahren: CadCam-Technik
- Verblendung:
Lichthärtender Kunststoff



Nicht-Edelmetalle (NE) – die günstige Alternative

- Verfahren: Vakuum-Druckguss
- Legierung:
54% Co, 20% Cr, 17% W, 7% FE 2% SI
- Verblendung: Keramik


Sitzen Ihre Dritten fest?



Herausnehmbar und trotzdem fest verankert:

Zahn-Prothesen auf Implantaten

sitzen besser. Sogar ohne Haftmittel. Zum Reinigen werden
sie – wie herkömmliche Prothesen – herausgenommen.




IMPLANTATE –
natürlich
funktionell

IMPLANTATE –
natürlich
hochwertig

IMPLANTATE –
für Ihr schönstes
Lächeln

Zahntechnik-Labor EVIDENT

1080 Wien, Bennoplatz 8 — office@evident.at — www.evident.at — M +43/699/11 44 18 11 — T +43/1/408 36 00 — F +43/1/408 36 00-99



evident®

das Dentalstudio